



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES

TABLA DE CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA

Las requisiciones deberán ser llenadas correctamente, SIN ESPACIOS EN BLANCO, con la hora de la toma de la muestra y el tratamiento antimicrobiano

Tabla de Cuotas	EXAMENES	Clave del Sistema de Red Informático		ESPECIMEN	TUBO O ENVASE	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DIAS QUE SE RECIBEN LAS MUESTRAS	HORARIO DE RECEPCION	TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
		CLAVE	ABREVIATURA							
CULTIVOS										
500119	COPROCULTIVO	901	COPROCUL	Mat. Fecal	Frasco limpio con tapa	Mínimo 1 g	Si se emplea el hisopo rectal debe venir en VIAL estéril.	Lun a Dom	Ver horarios	Hasta 5 días
500247	UROCULTIVO	902	URO	Orina	Contenedor o Bolsa estéril	10 mL	Después de tomar la muestra, se debe llevar inmediatamente al laboratorio y conservar en refrigeración. El contenedor NO debe presentar derrames.	Lun a Dom	Ver horarios	4 a 10 días
500174	HEMOCULTIVO	903	HEMO	Sangre	Frasco de hemocultivo	1 a 5 mL	Los frascos se deben solicitar al laboratorio.	Lun a Dom	Ver horarios	3 a 10 días. Para búsqueda de Brucella 40 días
500174	MIELOCULTIVO (Cultivo de médula ósea)	904	CMOS	Médula ósea	Frasco de hemocultivo	0.5 a 2 mL	Los frascos se deben solicitar al laboratorio.	Lun a Dom	Ver horarios	3 a 10 días. Para búsqueda de Brucella 40 días
500195	CULTIVO DE LIQUIDO CEFALORAQUIDEO	932	LCR_CUL	LCR	VIAL Estéril	Mínimo 1 mL	Puede ser: LCR o Liq. Ventricular	Lun a Dom	Ver horarios	3 a 10 días
500131	CULTIVO DE CATÉTER	905	CATETER	Catéter	VIAL Estéril	5 cm mínimo	Sin medio de transporte	Lun a Dom	Ver horarios	3 a 10 días
500129	CULTIVO EXUDADO FARINGEO	906	EXUFARIN	Exudado faríngeo	VIAL con hisopo estéril	Hisopo saturado de secreción	Se debe de tomar en hisopo con medio de transporte	Lun a Dom	Ver horarios	Hasta 4 días
500131	CULTIVO EXUDADO VAGINAL	907	CEVA	Exudado vaginal	VIAL con hisopo estéril	Hisopo saturado de secreción	Se debe de tomar en hisopo con medio de transporte	Lun a Dom	Ver horarios	3 a 10 días
500131	CULTIVO DE EXUDADO URETRAL	908	CEUR	Exudado uretral	VIAL con hisopo estéril	Hisopo saturado de secreción	Se debe de tomar en hisopo con medio de transporte	Lun a Dom	Ver horarios	3 a 10 días
500131	CULTIVO EXUDADO NASAL	909	CENA	Exudado nasal	VIAL con hisopo estéril	Hisopo saturado de secreción	Se debe de tomar en hisopo con medio de transporte	Lun a Dom	Ver horarios	3 a 10 días

ELABORÓ

MA. TERESA SÁNCHEZ
CASTILLO

REVISÓ

QFB. PATRICIA ARZATE
BARBOSA

AUTORIZÓ

EBC. LINA T. ROMERO
GUZMÁN

Rev. 2



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES

TABLA DE CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA

Tabla de Cuotas	EXAMENES	Clave del Sistema de Red Informático		ESPECIMEN	TUBO O ENVASE	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DÍAS QUE SE RECIBEN LAS MUESTRAS	HORARIO DE RECEPCION	TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
		CLAVE	ABREVIATURA							
CULTIVOS										
500131	CULTIVO EXUDADO OTICO	910	C_OTICO	Exudado otico	VIAL con hisopo estéril	Hisopo saturado de secreción	Se debe de tomar en hisopo con medio de transporte	Lun a Dom	Ver horarios	3 a 10 días
500131	CULTIVO EXUDADO OCULAR	911	C_OCULAR	Exudado de secreción ocular	VIAL con hisopo estéril	Hisopo saturado de secreción	Se debe de tomar en hisopo con medio de transporte	Lun a Dom	Ver horarios	3 a 10 días
500131	CULTIVO LAVADO GASTRICO	919	CLGAS	Lavado Gastrico	VIAL Estéril	3 a 4 mL	Contenedor sin medio de transporte, debe traer tapa de cierre hermético, sin derrames	Lun a Dom	Ver horarios	3 a 10 días
500195	CULTIVO DE LIQUIDOS DIVERSOS	913	CLPL	Líquido pleural	VIAL o Frasco estéril	1 a 5 mL	Contenedor sin medio de transporte, debe traer tapa de cierre hermético, sin derrames	Lun a Dom	Ver horarios	3 a 10 días
		914	CLPR	Líquido pericardico						
		915	CLSV	Líquido sinovial						
		916	CLART	Líquido articular						
		917	CLPER	Líquido peritoneal						
		918	CLDUO	Líquido duodenal						
		933	CLAS	Líquido ascitis						
		934	CLDP	Líquido diálisis						
		936	CVD	Ventricular derecho						
		937	CVI	Ventricular izquierdo						



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES

TABLA DE CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA

Tabla de Cuotas	EXAMENES	Clave del Sistema de Red Informático		ESPECIMEN	TUBO O ENVASE	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DÍAS QUE SE RECIBEN LAS MUESTRAS	HORARIO DE RECEPCION	TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
		CLAVE	ABREVIATURA							
CULTIVOS										
500131	CULTIVO DE MUESTRAS DIVERSAS	920	CASPB	Aspirado bronquial	VIAL o Frasco estéril	1 a 5 mL	Contenedor sin medio de transporte, debe traer tapa de cierre hermético, sin derrames	Lun a Dom	Ver horarios	3 a 10 días
		921	CLBA	Lavado bronquial						
		922	CBTEJ	Biopsia tejido						
		923	CBHUE	Biopsia hueso						
		924	CABS	Absceso						
500131	CULTIVO DE SECRECIÓN	925	CSPI	Secreción DE PIEL	VIAL con hisopo estéril	Hisopo saturado de secreción	Se debe de tomar en hisopo con medio de transporte	Lun a Dom	Ver horarios	3 a 10 días
		926	SECRE1	Secreción						
		927	CSHQ	Herida quirurgica						
		931	CSSO	De sonda						
500131	CULTIVO ASPIRADO NASOFARINGEO	946	CANF	Aspirado Nasofaríngeo	VIAL Estéril	500µL	Contenedor sin medio de transporte, debe traer tapa de cierre hermético, sin derrames	Lun a Dom	Ver horarios	3 a 10 días
500020	CULTIVO BUSQUEDA DE ANAEROBIOS	930	ANAERO	Absceso líquidos diversos, pleural, LCR, sangre, etc.	Vial estéril o frasco de hemocultivo	1 mL	Transportar inmediatamente al laboratorio	Lun a Dom	Ver horarios	3 a 10 días



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES

TABLA DE CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA

Tabla de Cuotas	EXAMENES	Clave del Sistema de Red Informático		ESPECIMEN	TUBO O ENVASE	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DIAS QUE SE RECIBEN LAS MUESTRAS	HORARIO DE RECEPCION	TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
		CLAVE	ABREVIATURA							
CULTIVOS										
500270	CULTIVO MYCOPLASMA O UREAPLASMA	928	C_MYCOP	Exudados vaginal, ex. faríngeo, secreción, LCR, etc.	Vial estéril o hisopo de rayón (solicitar al lab.)	Líquidos 1 ml, Secreción: hisopo saturado	En caso de exudados (vaginal, uretral, faríngeo, etc) el laboratorio proporcionará el hisopo de rayón y el vial estéril	Lun a Vier	7:00 a 14:00	Hasta 20 días
500131	CULTIVO DE ESPUTO	944	CESP	Espuito	Vial estéril	1 mL	Sin medio de transporte	Lun a Dom	Ver horarios	3 a 10 días
500096	CULTIVO CAMPYLOBACTER (HECES)	967	CCAM	Mat. fecal	Frasco limpio con tapa	1 g	Debe ser entregada inmediatamente al laboratorio	Lun a Dom	Ver horarios	1 a 8 días
	CULTIVO DE V. cholerae (HECES)	968	CVCH	Mat. fecal	Frasco limpio con tapa	1 g	Debe ser entregada inmediatamente al laboratorio	Lun a Dom	Ver horarios	1 a 8 días
500118	CULTIVO DE Yersinia enterocolitica (HECES)	940	CYE	Mat. fecal	Frasco limpio con tapa	1 g	Debe ser entregada inmediatamente al laboratorio	Lun a Dom	Ver horarios	1 a 8 días
BUSQUEDA DE Mycobacterium (BAAR)										
S/N	TINCION ZIEHL-NEELSEN	943	BACIOS	Espuito, lavado gastrico, orina, biopsias etc.	VIAL o Frasco estéril	N/A	Contenedor sin medio de transporte, debe traer tapa de cierre hermético, sin derrames	Lun a Vier	8:00 a 10:00	2 a 3 días
500087	BAAR EN ORINA	951	BAAR_O	Orina	Frasco o bolsa estéril	Mínimo 20 mL	Primera orina de la mañana, chorro medio, realizar aseo genital	Lun a Vier	8:00 a 10:00	Hasta 60 días
500876	BAAR EN LAVADO GASTRICO	952	BAARLG	Lavado gastrico	VIAL o Frasco estéril	3 a 4 mL	Deben hacerse las recolecciones en condiciones de esterilidad	Lun a Vier	8:00 a 10:00	Hasta 60 días
500087	BAAR EN ESPUTO	953	BAES	Espuito	VIAL o Frasco estéril	3 a 4 mL	Deben hacerse las recolecciones en condiciones de esterilidad	Lun a Vier	8:00 a 10:00	Hasta 60 días
500087	BAAR EN LCR	954	BLCR	LCR	VIAL o Frasco estéril	5 A 10 mL	Deben hacerse las recolecciones en condiciones de esterilidad	Lun a Vier	8:00 a 10:00	Hasta 60 días
500087	BAAR EN SECRECIÓN	955	BASE	Secreción	VIAL o Frasco estéril	3 a 4 mL	Deben hacerse las recolecciones en condiciones de esterilidad	Lun a Vier	8:00 a 10:00	Hasta 60 días



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES

TABLA DE CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA

Tabla de Cuotas	EXAMENES	Clave del Sistema de Red Informático		ESPECIMEN	TUBO O ENVASE	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DIAS QUE SE RECIBEN LAS MUESTRAS	HORARIO DE RECEPCION	TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
		CLAVE	ABREVIATURA							
BUSQUEDA DE Mycobacterium (BAAR)										
500087	BAAR EN BIOPSIA	956	BABI	Tejido del organo	VIAL o Frasco estéril	Según espécimen	Deben hacerse las recolecciones en condiciones de esterilidad	Lun a Vier	8:00 a 11:00	Hasta 60 días
500087	BAAR EN LAVADO BRONQUIAL	957	BALB	Lavado bronquial	VIAL o Frasco estéril	3 a 4 mL	Deben hacerse las recolecciones en condiciones de esterilidad	Lun a Vier	8:00 a 11:00	Hasta 60 días
500087	BAAR RN LIQUIDOS DIVERSOS	958	BALD	Líquido diverso	VIAL o Frasco estéril	5 a 10 mL	Deben hacerse las recolecciones en condiciones de esterilidad	Lun a Vier	8:00 a 11:00	Hasta 60 días
500087	BAAR EN AUTOPSIA	959	BAAU	Tejido del organo	VIAL o Frasco estéril	Según espécimen	Deben hacerse las recolecciones en condiciones de esterilidad	Lun a Vier	8:00 a 11:00	Hasta 60 días
DIVERSOS Y PRUEBAS ESPECIALES										
500111	COAGLUTINACION (Aglutinación en látex)	971	COLCR	LCR, líquido pleural, suero	Vial estéril	0.5 a 5mL	Sin medio de transporte, debe traer tapa de cierre hermético, sin derrames.	Lun a Dom	Ver horarios	60 min.
500160	TINCION DE Gram	975	GRAM	Líquidos diversos y secreciones	Vías estéril o vial con hisopo	0.5 a 1 mL	Si es líquido: sin medio de transporte, debe traer tapa de cierre hermético, sin derrames.	Lun a Dom	Ver horarios	60 min.
500238	TINTA CHINA	976	TINTA_B	LCR	Vial estéril	0.5 a 5mL	Sin medio de transporte, debe traer tapa de cierre hermético, sin derrames.	Lun a Dom	Ver horarios	60 min.
500038	Anticuerpos IgM contra Mycoplasma	960	MYCO_M	Suero	Rojo	3 mL	De preferencia las muestras deben ser tomadas en ayunas.	Lun a Vier	7:00 a 14:00	8 días
500032	Anticuerpos IgA contra H. pylori	964	HELICO_A	Suero	Rojo	3 mL	De preferencia las muestras deben ser tomadas en ayunas.	Lun a Vier	7:00 a 14:00	8 días
500267	Anticuerpos IgG contra H. pylori	965	HELICO_G	Suero	Rojo	3 mL	De preferencia las muestras deben ser tomadas en ayunas.	Lun a Vier	7:00 a 14:00	8 días
500132	ELISA Chlamydia	961	ECHLA	Exudado vaginal, Exudado faríngeo, secreción ocular, lavado bronquial	Hisopo estéril de dacrón o rayon dentro de un vial estéril (solicitar al lab.)	Hisopo saturado de secreción	Solicitar el hisopo de dacrón o rayon al laboratorio. El hisopo debe estar bien saturado de la secreción de que se trate. Estudio para secreción, ocular, faríngeo, uretral, lavado bronquial etc.	Lun a Vier	7:00 a 14:00	1 a 2 días



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES
TABLA DE CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA

HORARIOS DE RECEPCION DE MUESTRAS

EN EL ÁREA DE RECEPCION DE MUESTRAS DE HOSPITALIZACIÓN	EN LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	EN QUIM-URG
Lun - Vier 7:00 - 9:30 am	Lun - Vier 7:00 - 21:30, Sábado 8:30 - 19:30, Dom 8:30am a 7:00am del Lunes	Lun - Vier 21:30 - 7:00 am Vier - Sab 21:30 - 8:30 am Sab - Dom 19:30 - 8:30